

Prothetik

Hybridversorgungen

Locator® Verankerungssystem

Locator® Verarbeitungseinsatz



Locator® Verarbeitungseinsatz

Locator® Retentionseinsätze



Locator® Retentionseinsatz,
klar, STARK, Div.: 0°-10°

Abzugskraft: 2,27 kg



Locator® Retentionseinsatz,
pink, MITTEL, Div.: 0°-10°

Abzugskraft: 1,36 kg



Locator® Retentionseinsatz,
blau, LEICHT, Div.: 0°-10°

Abzugskraft: 0,68 kg

Locator® Retentionseinsätze für erweiterte Angulation



Locator® Retentionseinsatz für
erweiterte Angulation*,
grün, STARK, Div.: 10°-20°

Abzugskraft: 1,82 kg



Locator® Retentionseinsatz für
erweiterte Angulation*,
orange, MITTEL, Div.: 10°-20°

Abzugskraft: 0,45 kg



Locator® Retentionseinsatz für
erweiterte Angulation*,
rot, LEICHT, Div.: 10°-20°

Abzugskraft: 0,23 kg